

FERTISOL

Tapasztalat és minőség a fogtechnikában
már több, mint 90 éve



SINCE 1920

TERMÉKKATALÓGUS
PRODUCT CATALOG



VIASZOK - WAX

Modell viasz - Modelling wax



Felhasználás: orvosi és technikai célra harapáshoz; nyáron; piros

Use: modelling wax for dentures in dental offices and laboratories; for summer use; red

Vastagság: 1,8 - 1,9 mm

Thickness: 1,8 - 1,9 mm

Csomagolás: 500 g/dob. (cc. 22 lap)

Package: 500 g/box (22 sheets)

EW - Extra Modell viasz EW - Extra Modelling wax



Felhasználás: orvosi és technikai célra harapáshoz; télen; sárgás piros

Use: bite registration in dental offices and laboratories; for winter use; yellowish red

Vastagság: 1,5 - 1,6 mm

Thickness: 1,5 - 1,6 mm

Csomagolás: 500 g/dob. (cc. 24 lap)

Package: 500 g/box (24 sheets)

Kék öntőviasz - Blue casting wax



Felhasználás: híd és korona mintázáshoz; kék

Use: bridge and crown modelling; blue

Vastagság: 1,8 mm

Thickness: 1,8 mm

Csomagolás: 160 g/dob. (cc. 15 lap)

Package: 160 g/box (15 sheets)

Harapási sánc viasz Bite block rim wax



Felhasználás: harapásos mintavételhez

Use: bite registration, modelling


Típusok: puha (sárga),
közép kemény (narancs),
kemény (piros)

Types: soft (yellow),
medium hard (orange),
hard (red)

Csomagolás: 100 db/doboz

Package: 100 pieces/box

Öntőviaszok - Casting wax



Felhasználás: lemezmunkákhoz, alábéleléshez; zöld

Use: removable dentures, relining; green

Típusok: sima, finoman recézett,
durván recézett

Types: smooth, fine-wrinkled,
rough-wrinkled

Vastagság: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 mm

Thickness: 0,3 - 0,8 mm

Csomagolás: 15 lap/doboz

Package: 15 sheets/box

Előkészítő viaszok Calibrated wax



Felhasználás: híd- és lemezmunkákhoz; kék

Use: skeletal plaques and bridges; blue

Vastagság: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 mm

Thickness: 0,3 - 0,8 mm

Csomagolás: 15 lap/doboz

Package: 15 sheets/box

Korona viasz - Crown wax



Felhasználás: kemény viasz fog, korona, híd mintázáshoz; sötét kék Use: hard wax for the crown and bridge technique; dark blue

Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz Package: 80 g/box, 7 bars/box

Cervikál viasz - Cervical wax



Felhasználás: rugalmas viasz, cervikális fog nyaki részének kiegyenlítésére; sötét bordó Use: elastic wax for reproducing the cervical margin; deep purple

Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz Package: 80 g/box, 7 bars/box

Mintázó viaszok Types of modelling wax



Felhasználás: jól forgácsolható viasz, felépítéshez Use: carving wax for the build-up technique

Típusok: kemény: világos kék, beige közepesen kemény: zöld, piros Types: hard: light blue, beige medium hard: green, red

Csomagolás: 80 g/doboz Package: 80 g/box

Mintázó viasz készlet Modelling wax kit



Tartalom: 4 féle viasz: közepesen kemény mintázó viaszok (piros, zöld), korona viasz (kék), cervikál viasz (sötét bordó) Content: 4 types of wax: medium hard modelling wax (green, red), crown wax (dark blue), cervical wax (deep purple)

Csomagolás: cc 160 g/doboz Package: cc 160 g/box

Mártó viasz - Dipping wax



Felhasználás: rugalmas viasz; szekciós mintáknál használható; sárga Use: elastic modelling wax for sectional models; yellow

Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz Package: 80 g/box, 7 bars/box

Ragasztó viasz - Sticky wax



Felhasználás: törött gipsztagok ragasztásához; világos barna Use: for sticking broken pieces of plaster; light brown

Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz Package: 80 g/box, 7 bars/box



VIASZOK - WAX

Fréz viasz - Milling wax




Felhasználás: kemény, magas olvadáspontú viasz; fréz gépes forgácsolás során nem olvad meg; kézi és gépi mintázáshoz; szürke

Use: hard wax with outstanding milling and carving properties; high melting point; for manual and machine modelling; grey

Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz

Package: 80 g/box, 7 bars/box

Idom viasz - Sprue wax



Felhasználás: hídtestek, fémlemezek csapozásához; kék

Use: for clasps, sprue lines in removable dentures; blue

Átmérők: 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,5, 1,6, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6 mm, lingvál ív

Diameters: 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,5, 1,6, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6 mm, lingual form

Csomagolás: 0,4, 0,6 mm: 30 g/doboz
0,8 - 1,2 mm: 40 g/doboz
1,5 - 2,5 mm, lingvál ív: 50 g/doboz
3 - 6 mm: 60 g/doboz

Package: 0,4, 0,6 mm: 30 g/box
0,8 - 1,2 mm: 40 g/box
1,5 - 2,5 mm, lingual-form: 50 g/box
3 - 6 mm: 60 g/box

IZOLÁLÓ FOLYADÉKOK - ISOLATING LIQUIDS

Film izoláló -

Acrylate - plaster isolating liquid



Felhasználás: gipsz - akrylát izoláló; piros

Use: to isolate plaster from resin; red

Csomagolás: 1000 ml/flakon

Package: 1000 ml/flask

Cervikál izoláló (gipsz - viasz) - Cervical isolating liquid



Felhasználás: gipsz - viasz izoláló; világos piros

Use: to isolate plaster from wax; light red

Csomagolás: 100 és 1000 ml/flakon

Package: 100 and 1000 ml/flask

Gipsz - gipsz izoláló - Plaster - plaster isolating liquid



Felhasználás: félkemény, szuperkemény gipszek elválasztására; világos barna

Use: to separate semi-hard plaster against extra-hard plaster; light brown

Csomagolás: 100 és 1000 ml/flakon

Package: 100 and 1000 ml/flask

FELÜLETKEZELŐ FOLYADÉKOK SURFACE TREATMENT LIQUIDS



Rufadent elektropolír folyadék - Rufadent electro-polishing fluid



Felhasználás: elektropolír folyadék elektropolirozó készülékhez, híd és lemezöntvények polírozásához, savas, mérgezőanyag tartalmú; zöld; közömbösítővel

Use: to be used in the electro-polishing device for polishing castings; acidic, toxic; green; neutralizer included

Csomagolás: 1000 ml/flakon

Package: 1000 ml/flask

Beágyazó, felületedző folyadék Cold immersion hardener for the investment material



Felhasználás: a forró mintadarabot a hideg folyadékba mártjuk, majd leszáritjuk; TŰZVESZÉLYES!

Use: hardens and seals the surface of investment models; dip the hot model into the cold liquid, then dry it
FIRE HAZARD!

Csomagolás: 1000 ml/flakon

Package: 1000 ml/flask

Rufafilm feszültségmentesítő - Rufafilm surface neutralizer



Felhasználás: viasz minták feszültségmentesítésére; kék

Use: surface neutralizing agent for wax; blue

Csomagolás: 1000 ml/flakon,
100 ml/szórófejes flakon,
100 ml/ flakon

Package: 1000 ml/flask,
100 ml/spray flask,
100 ml/flask

Fogcsonk lakk - Die hardener



Felhasználás: gipsz felületek keményítésére és kiegyenlítésére; nagy keménységű, gyorsan száradó lakk; ezüst színű

Use: die hardener and smoother, for uniform plaster surfaces; quick drying varnish; silver color

Csomagolás: 20 ml lakk/üveg és
20 ml higító/üveg

Package: 20 ml varnish/bottle,
20 ml thinner/bottle



Sellak alapú és egyéb másoló anyagok

Shellac based and other duplicating materials

Bázis lemezek - Base plates




Felhasználás: próba fogsor felépítéshez; sellak alapú, hőre lágyuló (50 - 60 °C); barnás piros
Use: for trial denture; shellac based, thermoplastic (50 - 60 °C); brownish red

Csomagolás: 12 db/doboz (9 felső, 3 alsó)
18 db/doboz (18 felső)
60 db/doboz (60 felső)

Package: 12 pcs/box (9 upper, 3 lower)
18 pcs/box (18 upper)
60 pcs/box (60 upper)

Egyéni kanalak - Custom tray material



Felhasználás: egyéni kanálhoz; sellak alapú, hőre lágyuló (50 - 60 °C); barnás piros
Use: for individual custom trays; shellac based, thermoplastic (50 - 60 °C); brownish red

Csomagolás: 7 db/doboz (5 felső, 2 alsó)
42 db/doboz (30 felső, 12 alsó)

Package: 7 pcs/box (5 upper, 2 lower)
42 pcs/box (30 upper, 12 lower)

Dublier massa - Duplicating gel



Felhasználás: modellek zsugorodásmentes másolásához; reverzibilis, sokszor felhasználható; olvadási tartomány: 92 - 95 °C, dermedési tartomány: 46 - 49 °C; rózsaszín
Use: for reproduction of models without shrinkage; reversible and re-usable several times; melting range: 92 - 95 °C, solidification range: 46-49 °C; pink

Csomagolás: 2 kg/vödör

Package: 2 kg/bucket

Gipszek - Plaster

2-es és 3-as keménységű gipszek Dental stones type II and III



Tipusok: Hinridur 3-as keménység: kék gipsz, sárga gipsz
2-es keménység: lenyomati gipsz (rózsaszín)
Types: Hinridur type III: blue and yellow stone
type II: impression stone (pink)

Csomagolás: kék és sárga gipsz: 5 kg/zacskó, 5x6 kg/zsák, 25 kg ömlesztett;
lenyomati gipsz: 2 kg/zacskó, 15x2/zsák
Package: blue and yellow stones: 5 kg/bag, 5x6 kg/sack 25 kg bulk;
impression stone: 2 kg/bag, 15x2 kg/sack

Szuper kemény gipsz Extra hard stone



Tipusa: Hinristone 4-es keménységű gipsz; aranybarna
Types: Hinristone type IV, golden brown

Csomagolás: 2 kg/doboz, 5 kg/vödör, 25 kg ömlesztett
Package: 2 kg/box, 5 kg/bucket, 25 kg bulk

EGYÉB FORGALMAZOTT TERMÉKEK OTHER TRADED PRODUCTS



Silodent lenyomat anyag Silodent silicone cast



Felhasználás: polisziloxán bázisú kétkomponensű kondenzációs lenyomat anyag

Csomagolás: 200 g szilikongumi és 10 ml katalizátor/doboz

Use: two-component condensation silicone for impression taking techniques

Package: 200 g silicone rubber and 10 ml catalyst/box

Kromopan lenyomat anyag Kromopan impression substance




Felhasználás: kromatikus alginát, nagy pontosságú és rugalmas lenyomatokhoz

Csomagolás: 450 g/zacskó

Use: chromatic alginate for high precision and elastic impressions

Package: 450 g/bag

Szepearálók - Separate disks



Méretetek: DK 1 - 22 x 0,25 mm
DK 3 - 25 x 0,35 mm
DK 5 - 29 x 0,5 mm
DK 9 - 38 x 0,6 mm

Csomagolás: 100 db/doboz

Sizes: DK 1 - 22 x 0,25 mm
DK 3 - 25 x 0,35 mm
DK 5 - 29 x 0,5 mm
DK 9 - 38 x 0,6 mm

Package: 100 pcs/box

Polír kefe - Polishing brush



Felhasználás: fogsorok polírozásához

Tipusa: 4 soros, párhuzamos

Use: for polishing dentures

Type: 4-row brush, parallel rows

Major Super Lux akrylát fogak - Major Super Lux acrylate teeth VITA szerint - according to VITA classical color code




Színek - Colors: A1, A2, A3, A3,5
B2, B3
C1, C2, C3
D2, D3

Csomagolás - Package:
4 garnitúra/doboz - 4 sets/box

Méretetek - Sizes: Felső metszők - Upper anteriors:
1/13, 1/17, 1/20, 1/22, 1/25, 1/27, 1/30, 1/32, 1/35, 1/37,
1/40, 1/44, 1/47, 1/48, 1/49, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 62

Alsó metszők - Lower anteriors:
0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/8, 0/10, 0/11, 0/0, 0/53

Felső és alsó rágók - Upper and lower posteriors:
1/60, 1/65, 70N, 1/72, 1/74, 76N, 77N, 79N



FERTISOL
FOGTECHNIKAI ALAPANYAG GYÁRTÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT.



Hungary 1086 Budapest Koszorú utca 12.

Tel: +36-1-3343-073

Fax: +36-1-3143-173

fertisolkft@gmail.com

www.fertisol-dental.hu