

3M Science.
Applied to Life.™

Mindig



csak



egyszerűen



3M™ Cementek

Hagyatkozzon a 3M™ Cementekre!

A 3M cementek családjának valamennyi tagja klinikailag is bizonyított, úgy terveztük, hogy gyakorlatilag bármilyen indirekt technikához megtalálja a megfelelő, legfeljebb két komponenst tartalmazó cementet. Erős, megbízható kötést biztosítanak. Tökéletes esztétikával. Csökkent posztoperatív érzékenységgel.

Az egyszerű használhatóság és a kiemelkedő teljesítménynek köszönhetően a 3M cementek több szabadságot adnak Önnek, hogy a leghatékonyabb módon használhassa őket.

RelyX™ Ultimate

Egy adhezív rezin cement, ami mindössze két összetevővel kiemelkedő rögzítőerő elérésére képes.

RelyX™ U200

Klinikailag már bizonyított önkondicionáló rezin cement, az indikációk széles körében a leggyakrabban választott cement.

Ketac™ Cem Plus

Könnyen használható cement a fémkerámia pótlásokhoz, valamint a gyermekfogászatban, fluorid leadó képességgel.

A 3M cementek használata során a standardizált eljárások, időről időre, megbízható, kiszámítható eredményt biztosítanak Önnek. Ezen kívül csökkentheti a használt anyagok számát, és felgyorsíthatja a munkafolyamatokat. Egyszóval a páciense számára a lehető legjobb végeredmény elérésére koncentrálhat.



Leggyakoribb indikációk:

CAD/CAM üvegkerámia pótlások, héjak
Azok az ellátási formák, ahol kulcskérdés
a maximális kötési erő



3M™ RelyX™ Ultimate Adhezív Rezin Cement

3M™ RelyX™ Ultimate Adhezív Rezin Cement a kiszámítható végeredményt a magas kötési erő, a kitűnő esztétika és az egyszerű használhatóság kombinációjával éri el.

- Kiemelkedő kötőerő
- A két összetevőből álló rendszer (RelyX Ultimate + Single Bond Universal) kevesebb lépésből álló, gyorsabb és egyszerűbb cementezést biztosít
- Nagyobb rugalmasság – teljes savazási, szelektív savazási vagy önsavazó mód, ugyanazzal az egy adhezív rendszerrel
- Elsőrendű esztétikát biztosít természetes fluoreszcenciával

Mindig csak egyszerűen

A 3M™ RelyX™ Ultimate kevesebb összetevőből áll, mint a legtöbb konkurens adhezív rezin cement.



Leggyakoribb indikációk:

Általános cementezés

Cirkónium-, oxidkerámia pótlások rögzítése

Gyökércsapos fogművek, hidak



3M™ RelyX™ Unicem 3M™ RelyX™ U200 Önkondicionáló Resin Cement

Egyszerűség, kényelem és megbízhatóság – a 3M™ RelyX™ U200 a legjobb választás az indikációk széles spektrumához. Az önsavazó, kettős kötésű kémia, magas kötésesterőt, az elszíneződésekkel szembeni kitűnő ellenállást és hosszú távú stabilitást biztosít, valamint:

- A világ első számú önkondicionáló cementje
- Nincs szükség külön savazásra, primerezésre, bondozásra
- Erős
- Gyakorlatilag nincs posztoperatív érzékenység
- Nedvesség tűrő
- Az endo csőrök a csapok cementezését egyszerűvé és megbízhatóvá teszik



Leggyakoribb indikációk:

Fém és fémkerámia pótlások
Gyermekfogászati koronák
Implantátumhoz történő rögzítés



3M™ Ketac™ Cem Plus

A sokoldalú 3M™ Ketac™ Cem Plus a hagyományos üveginomer cementeknél jobb kötésezt biztosít. Ez az anyag a mindennapi felhasználás széles körében alkalmazható, ide értve a fém és fémkerámia pótlások, gyermekfogászati koronák, valamint az implantátumokra rögzített pótlásokat.

- 5 másodperc megvilágítás után a felesleg tökéletesen eltávolítható
- Magasabb kötésezt mint a hagyományos üveginomerekénél
- Gyakorlatilag nincs posztoperatív érzékenység
- Egyszerűen használható kiserelés
- Hosszan tartó fluorid leadás
- Remek választás a gyermekfogászati indikációkhoz
- Az első, 5 másodperces megvilágítás után kitűnő nedvességtűrő képesség



3M™ Ketac™ Cem üveginomer cement

Magas teljesítményhez és egyszerűséghez fejlesztve

- Nincs szükség előkezelésre, primerre
- Fluorid leadás
- Jó széli zárás



Leggyakoribb indikációk:

Ideiglenes rögzítés



3M™ RelyX™ Temp NE/E Ideiglenes Cement

A megbízható rögzítőerő és az egyszerű eltávolíthatóság ideális egyensúlya egy ideiglenes cementben

- Megbízható ideiglenes rögzítés
- Gyors és egyszerű felesleg eltávolítás
- Az ideiglenes pótlás egyszerű eltávolíthatósága
- Elérhető eugenol tartalmú (3M™ RelyX™ Temp E) és eugenol mentes (3M™ RelyX™ Temp NE) formában is



Rendelési információ

RelyX Ultimate

56923	56923 RelyX Ultimate Clicker	1×4,5g Clicker B0.5 szín
56922	56922 RelyX Ultimate Clicker	1×4,5g Clicker A30 szín
56921	56921 RelyX Ultimate Clicker	1×4,5g Clicker A1 szín
56920	56920 RelyX Ultimate Clicker	1×4,5g Clicker Transzlucens szín
56924	RelyX Ultimate Próbakészlet	1×1,5ml Single Bond Universal, 1×3ml sav, 25 db adagolócsőr, 50 db Microbrush, 1×4, 5g RelyX Ultimate Clicker A1 színben, Keverőpad, Használati utasítás
56925	RelyX Ultimate Próbakészlet	1×1,5ml Single Bond Universal, 1×3ml sav, 25 db adagolócsőr, 50 db Microbrush, 1×4, 5g RelyX Ultimate Clicker Transzlucens színben, Keverőpad, Használati utasítás

RelyX Unicem

56831	RelyX Unicem Maxicap Utántöltő	20 maxicap kapszula vegyesen: 10 db A2 Universal 6 db átlátszó 4 db A3 opaque
56832	RelyX Unicem Maxicap Utántöltő	20 maxicap kapszula Transzlucens
56833	RelyX Unicem Maxicap Utántöltő	20 maxicap kapszula A3 Opaque
56834	RelyX Unicem Maxicap Utántöltő	20 maxicap kapszula A2 Universal
56814	RelyX Unicem Aplicap Bevezető készlet	50 aplikap kapszula vegyesen: 24 db A2 Universal 16 db átlátszó 10 db A3 opaque 1 db aplikátor 1 db aktivátor 10 db hosszabbító csőr
56828	Relyx Unicem Aplicap Próba készlet	Próba csomag 20 aplikap kapszula vegyesen: 10 db A2 Universal 6 db átlátszó 4 db A3 opaque
56815	RelyX Unicem Aplicap Utántöltő	50 aplicap kapszula vegyesen: 24 db A2 Universal 16 db átlátszó 10 db A3 opaque 10 db hosszabbító csőr
56816	Relyx Unicem Aplicap Utántöltő	50 db kapszula Transzlucens szín
56817	Relyx Unicem Aplicap Utántöltő	50 db kapszula Transzlucens szín A3 szín
56818	Relyx Unicem Aplicap Utántöltő	50 db kapszula Transzlucens szín A2 szín
56819	Relyx Unicem Aplicap Utántöltő	20 db kapszula Transzlucens szín A1 szín
56820	Relyx Unicem Aplicap Utántöltő	20 db kapszula fehér opak szín

RelyX U200

56877	RelyX U200 Clicker	kézi keverésű, paszta/paszta Clicker kiszerezés, Transzlucens szín 1×11g
56878	RelyX U200 Clicker	kézi keverésű, paszta/paszta Clicker kiszerezés, A2 Universal 1×11g
56879	RelyX U200 Clicker	kézi keverésű, paszta/paszta Clicker kiszerezés, A3 Opaque Universal 1×11g
56911	RelyX Fiber Post / RelyX U200 Automix Bevezető Készlet	1 × 5 ml automix fecskendő A2 Univerzális szín 5 Keverőcsőr 10 Keverő(széles) & Endo csőr 5 Keverő(széles) & Intra-oral csőr 1 Fiber post utántöltő (5db) ""0"" méretű csap, 1 Fiber post utántöltő (5db) ""1"" méretű csap, 1 Fiber post utántöltő (5db) ""2"" méretű csap, 1 Fiber Post utántöltő (5db) ""3"" méretű csap 1 db RelyX Fiber Post előfúró ""0"" méret, 1 db RelyX Fiber Post előfúró ""1"" méret, 1 db RelyX Fiber Post előfúró ""2"" méret, 1 db RelyX Fiber Post előfúró ""3"" méret, 1 db RelyX Fiber Post előfúró ""Univerzális"" méret
56895	RelyX U200 Automix	1 × 5 ml automix fecskendő, A2 Univerzális szín (8,5g) 10 Keverőcsőr 5 Keverő (széles) & Endo csőr
56896	RelyX U200 Automix	1 × 5 ml automix fecskendő, A3 Opaque szín (8,5g) 10 Keverőcsőr 5 Keverő(széles) & Endo csőr
56897	RelyX U200 Automix	1 × 5 ml automix fecskendő, Transzlucens szín (8,5g) 10 Keverőcsőr 5 Keverő (széles) & Endo csőr
56914	Relyx U200 Automix Endo Keverőcsőr	15 db endo csőr
56917	Relyx U200 Automix Intra-Orális Keverőcsőr	16 db intra orális csőr

Ketac Cem Plus

56930	Ketac Cem Plus	2×11 g clicker
56931	Ketac Cem Plus Próbakészlet	1×11 g clicker

RelyX Temp

56660	Relyx Temp NE Ragasztócement	Utántöltő 1×36 g bázispaszta, 1×16 g katalizátor, 1 keverőlap Eugenol mentes
35014	Relyx Temp E Ragasztócement	Utántöltő 1×43 g bázis paszta, 1 aktivátor, 1 keverőlap Eugenol tartalmú

Egyszerű cementválasztó

3M™ RelyX™ Ultimate
Adhezív Rezín Cement

3M™ RelyX™ U200
Önkondicionáló
Rezín Cement

3M™ Ketac Cem Plus
Rezín Módosított
Üvegionomer Cement

Fém, fém alapú pótlás

Inlay, onlay	+	++	+
Korona, híd	+	++	++
Gyökércsap	+	++	++
Maryland híd	++	+	-
Implantátumra rögzített pótlás	+	++	++

Üvegkerámiák (ide értve a diszilikátokat) (pld. e-max®, VITA Mark II, IPS Empress2)

Inlay, onlay	++	+	-
Korona, híd	++	++	-
Héj	+	-	-
Implantátumra rögzített pótlás	+	+	-

Oxidkerámiák (pld. Lava™ Plus, BruxZir®, Procera®)

Inlay, onlay	++	++	+
Korona, híd	+	++	+
Gyökércsap	+	++	+
Maryland híd	++	+	-
Implantátumra rögzített pótlás	+	++	++

Rezín nanokerámiák (pld. Lava™ Ultimate CAD/CAM pótlás)

Inlay, onlay	++	-	-
Héj	+	-	-

Rezín kompozitok

Inlay, onlay	++	+	-
Korona	++	++	-
Gyökércsap	+	++	-
Héj	+	-	-
Implantátumra rögzített pótlás	++	++	-

++ Erősen javasolt + Javasolt - Nem javasolt

*Az adott indikációhoz jobb teljesítmény, vagy egyszerűbb használhatóság, azonos teljesítmény mellett

Megjegyzés: A kiadványban a cementválasztási javaslatok a legfontosabb indikációkat sorolják fel egy adott cementhez, és csak, mint általános útmutatás használatos. A 3M cementek rendkívül sokoldalú termékek, melyeket sokféle indikációban használhatunk. Az ön választása nagyban függhet a konkrét szituációtól, és az ön által előnyben részesített technika függvényében.



3M Fogászati üzletág
3M Hungária Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.

Telefon (+36-1) 270-7777
E-mail innovation.hu@mmm.com
Web www.3mespe.hu

3M Dental Solutions